

直视关节镜

可高压灭菌



直视关节镜, 可高压灭菌

适应症: 关节镜检查 and 鼻腔和鼻咽部的检查/治疗

- 完全可高压灭菌, 远端和近端均焊接以提高耐用性
- 宽视角
- 可高温高压灭菌的关节镜具有蓝宝石远端透镜和后目镜窗口, 比传统玻璃具有更高的抗划伤性
- 不锈钢结构, 可承受各种方式的灭菌(EtO, Sterrad™ 和 autoclave)

Reference #	外径	视野方向	视野	工作长度	灯柱方向	套管连接	推荐的导光束
72202087*	4.0 mm	30°	115°	160 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
72202088*	4.0 mm	70°	115°	160 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
7208132	4.0 mm	30°	115°	175 mm	对立	Storz™	4.0 mm
7205682	2.7 mm	30°	90°	67 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
7205681	2.7 mm	30°	80°	120 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
72201597*	4.0 mm	30°	115°	278 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
72201598*	4.0 mm	70°	115°	280 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
⚙️ 72202958	4.0 mm	45°	115°	157 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
⚙️ 72202090	4.0 mm	0°	115°	160 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
⚙️ 7210694	2.7 mm	0°	80°	67 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
⚙️ 7210910	2.7 mm	0°	80°	120 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
⚙️ 72200733	2.7 mm	70°	80°	119 mm	对立	J-Lock	4.0 mm
⚙️ 72201747	2.7 mm	30°	80°	67 mm	同侧	J-Lock	4.0 mm

注意: 兼容所有带耦合器的摄像头